

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikel nr. | 65003 |
| Kategori | Bio haklapp |
| Produkt | Bio haklapp med tejp 37x67 cm |
| Användningsområde | Skydd mot vätskor och mat |



1. Ett lager av tissue och ett lager film (fuktbarriär) som är fullt komposterbar och nedbrytbar.
2. Består av högkvalitativ skandinavisk ej klorblekt tissue (TCF) som är stark och har hög absorption.
3. 100% nyfiber.
4. Filmen är tillverkad av naturmaterial vilket gör att haklappen är fullt komposterbar och nedbrytbar. Detta säkerställer att om produkten skulle hamna i naturen så kommer den att försvinna helt.
5. Producerad i Sverige.
6. Haklappen är FSC-certifierad. FSC-loggan är en garanti för att varje företag som är involverat i tillverkningen av produkten använder skog från hållbara källor, hjälper till att bevara och skydda skogar, vilda djur och människor.
7. Haklappen är lätt att fästa med en självhäftande tejp på användarens axlar.
8. Vändbar ficka som samlar upp och säkrar mot läckage.
9. Hänsynstagande applicering då man har ögonkontakt med patienten.

| Längd (cm) Bredd (cm) | Material | Egenskaper | St.pr.fp Fp.pr.krt Krt.pr.pall | Brutto/Netto vikt kartong (kg) | Mått på kartong LxBxH (cm) |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 37 67 | Tissue Film | Vändbar ficka Självhäftande tejp | 100 6 24 | 6,5 6,0 | 39 39 24,5 |