

AXELLÅS

En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt immobilisera axeln. Handledsfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

Avsedd användning

Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
42213	Axellås	Svart	En storlek



ARMSLINGA PÅ RULLE

Denna enkla variant av armslinga (Collar'n Cuff), mitella, levereras på rulle om 12 meter. I en förpackning medföljer två rullar var av en ligger i en dispenserbox och 10 st Y-kardborrfästen för att skapa en fixering av armen. Materialet är mjukt och smidigt samtidigt som det håller formen även under belastning. Den mörkblå färgen gör att slingan håller sig fräsch länge.

Användningsområden: Rekommenderas vid trauma på handled, armbåge och skuldra. Kan även användas i kombination med gips.

Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Längd	Förp.
42212	Armslinga på rulle	Svart	5 cm	2 x 12 meter	Rulle

