



Leverantör:  
Body jet/Human Med AG

# BEAULI® infiltrationskanyler

BEAULI® infiltrationskanyler är en högkvalitetsprodukt, som är designad för fettöverföring till den subcutana vävnaden. Den vingformade Luer lock connectorn säkrar ett fast grepp och de specialformade öppningarna är skräddarsydda för texturen av det uppsamlade fettet.

- Produkten är steril och avsedd för engångsbruk.
- Märkning: MDD klass Ila

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Diameter Ø mm	Längd cm	Förp.
10026221	655020	BEAULI® infiltrationskanyl, 2 hål och öppen spets, Luer, steril	2	12	5-pack
20015760	655030-5	BEAULI® infiltrationskanyl, 65° fasad spets, Luer, steril	1,4	9	5-pack
10024657	655031-5	BEAULI® infiltrationskanyl, 1 hål, Luer, steril	1,4	9	5-pack