



Salubrious
G o o d M e d i c a l

FLAGFLEX

Helt svensktillverkad handsförpackningshållare med löstagbar hållaranordning för enklare rengöring och minskad smittspridning.

- Hållare för 1-4 förpackningar med handskar, förkläden m.m.
- Finns i fyra olika utföranden. Flagflex01, en hållare, Flagflex02, två hållare, Flagflex03, tre hållare och Flagflex04, fyra hållare.
- Intuitiv fastsättning med fjäder (torsionsfjäder).
- Hållare för förpackning tillverkad i rostfritt stål vilket medför lång livslängd samt enklare rengöring och minskad smittspridning.
- Fästs på väggen med alternativt dubbelhäftande skruv eller tejp.
- Liten miljöpåverkan p.g.a. svensktillverkad.
- 100% återvinningsbar.
- Samtliga delar tål autoklivering.
- Patenterad.
- 7-årsgaranti.
- Godkänd enligt byggvarubedömningen.



ÖVRIG INFORMATION

- Tillverkad Av En1.4301 Rostfritt Stål.
- Patent Cooperation Treaty: Pct / Se2014 / 000 020.
- Låg vikt: 170 gram per hållare.



MADE IN
SWEDEN