

FLUIDO® COMPACT STANDARD SET

Standard set med värmekassett och 400 mm patientslang

European Medical Devices Directive 93/42/EEC

Artikelnummer


672000

Förpackningsstorlek

120 (4 x 30 st)

Beskrivning

Primingvolym:	4ml (5ml vid 300mmHg övertryck)
Patientslang:	400mm
Maxflöde:	400ml/min
Normotermiskt flöde:	5 - 100ml/min (300 - 6000ml/h)
Värmeväxlare:	Parylenbeklädd aluminiumplatta



Länk till instruktionsvideo

[Fluido® Compact - Patient Temperature Management \(tsc-group.com\)](http://tsc-group.com)

FLUIDO® COMPACT STANDARD SET

Standard set med värmekassett, avluftningskammare och 700 mm patientslang

European Medical Devices Directive 93/42/EEC

Artikelnummer


672100

Förpackningsstorlek

60 st (2x30)

Beskrivning

Primingvolym:	15ml
Patientslang:	700mm
Maxflöde:	500ml/min
Normotermiskt flöde:	15 - 100ml/min (900 - 6000ml/h)
Värmeväxlare:	Parylenbeklädd aluminiumplatta



Länk till instruktionsvideo

[Fluido® Compact - Patient Temperature Management \(tsc-group.com\)](http://tsc-group.com)