

Provtagningsset Sputum



Provtagningsburk



Transporthylsa

Provtagningsset för sputum är en sammansatt produkt bestående av en provtagningsburk som levereras inuti en transporthylsa.

Provtagningsburken är steril och levereras med förmonterat skruvlock. Den är avsedd för provtagning och hantering av sputumprov. Transporthylsan som är försedd med ett absorptionsmaterial är avsedd för säker transport av provtagningsburken till laboratoriet. För optimal transport kan provtagningsburken fixeras i locket på transporthylsan.

Provtagningsburk

Volym: 30 ml

Mått (längd/ Ø): 107x25 mm

Material: Burken är tillverkad i polypropylen (PP) och skruvlocket i high density polyetylen (HD-PE)

Artikelnummer för endast provtagningsburken: 62.543.001

Transporthylsa

Mått (längd/ Ø): 114x44 mm

Material: Transporthylsan och skruvlocket är tillverkade i polypropylen (PP)

Artikelnummer för endast transporthylsan: 78.897.024

Artikelnr.	Benämning:	Inner/ytterförp (st)
78.897.038	Provtagningsset Sputum 30 ml, steril, 10 st/set	250/250



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50
Fax 042-19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com