



Leverantör:
GBUK

Enterala sprutor - flergångs

Enteral ISO SAF Home Sterila enterala flergångssprutor med ENFit hon-koppling (ISO 80369-3). Upp till 84 tvättar. För rengöring se separat instruktion. Styckförpackade.

Enteral spruta flergångs med ENFit-fattning 60 ml.

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Storlek	Förp
10026838	EISO60H	Enteral spruta flergångs med ENFit-fattning	60 ml.	50



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com