



## Pincet, slank, kirurgisk

EE varenr. 86183



### Specifikationer

Variant:	14,5 cm, 1-2 tænder Kontakt konsulent, hvis instrumentet ønskes i andre størrelser eller design.
Materiale:	Rustfrit Stål A.I.S.I 410
Hårdhed:	HRC 42-45
Finish:	Satin med lasergraveret mærkning. Den blå farve på instrumentet indikerer at det er til engangsbrug.
Salgsenhed:	20 stk



## SurgeonsSelection

Instrumenterne i **SurgeonsSelection** serien er specialiserede engangsinstrumenter af høj kvalitet til brug hos bl.a. kirurger og sygeplejersker.

Alle instrumenterne er CE-godkendte og produceret i henhold til reglerne om medicinsk udstyr og de lever op til alle relevante europæiske standarder.

Se vores sortiment på vores hjemmeside [www.ee-healthcare.dk](http://www.ee-healthcare.dk) – eller kontakt os på telefon **28 95 01 93**

Databladet er baseret på det tilgængelige informationsniveau på tidspunktet for udarbejdelsen af dette, med det formål at specificere krav gældende for miljø, sundhed og sikkerhed i forbindelse med produktet.