


NUTRICAIR®
ENTERAL



*Enteral nutrition
på ett säkert sätt*



NUTRICAIR® Enteral Uppdragningsrör för medicinerig, mjölk och andra enterala lösningar

Uppdragningsrör, ENFit-hankoppling

ARTIKEL NR.	MÅTT		AVD. FP	TRPT. FP
NCE05S	5 cm; Ø 0.8 mm	PE/PVC	150	2400
NCE05SO	5 cm; Ø 1.3 mm - Flexibelt rör	PU	150	2400
NCE10S	10 cm; Ø 0.8 mm	PE/PVC	150	1200
NCE15S	15 cm; Ø 2.15 mm	PVC	150	1200
NCE020S	20 cm; Ø 2.15 mm	PVC	100	800
NCE20S	25 cm; Ø 2.15 mm	PVC	100	800
NCE25S	25 cm; Ø 4.5 mm	PVC	100	800
NCE30SO	30 cm; Ø 1.3 mm - Flexibelt rör	PU	100	800



NUTRICAIR® Enteral Flaskkorkar för läkemedel

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE20C	Kork till injektionsflaska Ø 20 mm	40	640
NCE100C	Trappformad kork Ø 11 - 21 mm	100	1600
NCE302C	Skruvkork Ø 28 mm	50	800

NUTRICAIR® Enteral ENFit kork för matningssond

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE301C	ENFit kork för matningssond x 1	200	3200



NUTRICAIR® Enteral Övergångsadaptrar för enteral nutrition

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE100A	Mjuk kon med lock - ENFit-hona	150	2400
NCE101A	Mjuk vid kon med lock - ENFit-hona	100	1200
NCE104A	ENFit-hane - trappformad koppling	100	1600
NCE105A	ENFit-hane - lång trappformad koppling	100	800
NCE400A	ENFit-hane - trappformad koppling (Ø 1,6 mm ; L = 30 cm)	75	600

