



Leverantör:
GBUK

Sprutor med tillbehör NrFit

Sprutor och tillbehör avsedda för administrering av läkemedel neuraxialt. Produkter är i NrFit Standard, ISO 80369-6, vilket är den internationella standarden för användning av produkter till neuraxiell tillämpning.

3 komponents sprutor i NrFit.

Steril: ja

Hållbarhet (oöppnad förp.): 5 år

Ref.nr Slip	Mediq art .nr	Ref.nr Lock	Mediq art.nr	Beskrivning	Förp
15021010	10027123	15011010	10027118	Spruta 1 ml	100/1000
15021030	10027124	15011030	10027119	Spruta 3 ml	100/1500
15021050	10027125	15011050	10027120	Spruta 5 ml	100/1500
15021100	10027126	15011100	10027121	Spruta 10 ml	100/1200
15021200	10027127	15011200	10027122	Spruta 20 ml	50/600
		15011600	10027128	Spruta 60 ml	25/300
15291050	10027433			Uppdragningskanyl med filter NRFit 5µm (18G x 50mm)	100/800
15111001	10027051			Propp hane NRFit	100/800
15041001	10027050			Propp hona NRFit	100/800



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com