



Art nr	Benämning	Förp.strl
EU-42854-HPS	CVK-set, 4-Lumen 8,5Fr x 16cm	10 st/pkt

Komplett set med:

- 1 Arrowgard Blue Plus -Lumen kateter: 8,5Fr x 16cm
- 1 Nitinolledare 0.81mm x 60 cm med J-Tip/rak, längdmarkeringar och med Arrow Advancer
- 1 Ekogenisk introduktionskanyl 18Ga x 6,35cm
- 1 Trycktransduktionsprobe
- 1 Raulerson spruta 5ml
- 1 Dilatator 8,5Fr x 9 cm
- 4 Korkar
- 1 SecondSite™ fixeringsvinge (mobil)
- 1 SecondSite™ fixeringsvinge (fast)
- 1 SharpsAway® II ”nålförvararkopp”
- 1 Säkerhetsskalpell #11

Lumen/ volym/ flöde

Distal 16G/ 0,38ml/ 2781ml/h
 Medial 14G/ 0,45ml/ 4980ml/h
 Medial 2 18G/ 0,35ml/ 1453ml/h
 Proximal 18G/ 0,38ml/1619ml/h

PVC-fri, latexfri och CE-märkt