

Objektglas 90° 20 mm skrivyta 40 askar à 50 glas EPREDIA

ART NR: 06318X40

ARTIKELGRUPP | Objektglas

Objektglas Slipade

Objektglas utan adhesion är lämpliga för beredning av cell- och vävnadsprover för mikroskopisk analys avsedda för diagnostisk användning.



SPECIFIKATIONER

Objektglas 90° 20 mm skrivyta 40 askar à 50 glas EPREDIA

Art nr	06318X40
Storlek	76x26x1 mm
Förpackning	2000 st
Egenskaper	20 mm frostad skrivyta Slipade kanter