

Thermoladdare för värmedynor



Ångkokare för värme/provtagningsdynor.

Innehåller en för ändamålet framtagen Thermoladdare.

En praktisk ångkokare med timer som gör att återladdningen sker smidigt och hygieniskt efter användande av dynorna. Efter återladdning ska kokaren tömmas på vatten och dynorna ska svalna av i normal rumstemperatur.

CE-märkt enligt hushållsdirektivet och får ej uppställas i patientmiljö.

Art.nr: 04-014

Förpackning: 1x1st

Transportkartong: 1x1st

GTIN kod: 7391133001501

Material: PP

TEKNISK SPECIFIKATION

Nätspänning: 220V-240V, 50-60Hz

Effekt: 800 Watt.

CE-märkt enligt 89/336/EEG

Tillverkad i Kina

Marknadsförs av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA

Telefon: 08- 37 37 12 e-post: info@viroderm.se

För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: www.viroderm.se

2022-12