

PERSONALSTOL MED RYGGSTÖD

Artikelnummer: 10-075

Personalstolarna vi levererar är noggrant utvalda. De förenar design och ergonomi fullt ut för en optimal sittställning vid provtagningar, undersökningar och behandlingar. En dålig arbetsställning kan lätt leda till slitage i rygg, nacke och axlar. Bland modellerna finns stol med pallutförande och med ryggstöd.

ERGONOMI I ALLA LÄGEN

Den skålformade sitsen och djupt formade ryggstödet gör att din korsrygg behåller sin naturliga s-form. Du sitter rak i ryggen, utan att tänka på det. Trots sin rejäla konstruktion är stolen väldigt lätt att hantera och ger precis den support du behöver för att kunna sitta varaktigt i hållning.

Med ett enkelt handgrepp byter du snabbt från den ena positionen till den andra, medan sitthöjden justeras via fotaktivator. Armstöd finns på vissa modeller.



PERSONALSTOL MED RYGGSTÖD

EGENSKAPER

Formad sits

Format ryggstöd

5 lättrullade hjul

Höj- och sänkbar

SPECIFIKATION

Sitthöjd 440-580 mm

Max belastning 120 kg

Diameter fotkryss 600 mm

Vikt 15 kg

Sitsvinkel, justerbar 15°

TILLVAL

Armstöd Swing Mini

Armstöd Swing

är både i

ens behöva
riert med bra

nns som tillval.

10-076

10-085