



**För ytterligare information,
var god se bipacksedel.**

Fortelast® Plus Lågelastisk plåsterbinda

Hudvänlig och lågelastisk vit klisterbinda.

Indikationer:

Fortelast kan användas som stöd, vid avlastning och kompression, men även som fixeringbinda för bandage och kompresser på livliga patienter och på svårbandagerade ställen.

Egenskaper:

Längselastisk med elasticitet på 70%.

Upplindad på rulle med klisterytan utåt.

Skurna kanter.

Porös häftmassa som släpper igenom luft och ånga.

Angiven längd är sträckt längd.

Material:

Består av hudvänlig väv av 100% bomull.

Porös syntetisk häftmassa av med zinkoxid - fri från kolofonium, lanolin och latex.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Rullad med klistersidan utåt			
2,5cmx4,5m	16 757	1	84
5cmx4,5m	16 758	1	60
7,5cmx4,5m	16 759	1	60
10cmx4,5m	16 760	1	72
Rullad med klistersidan inåt			
2,5cmx4,5m	16 752	1	84
5cmx4,5m	16 753	1	60
7,5cmx4,5m	16 754	1	60
10cmx4,5m	16 755	1	72