

OPTIPRESS®

Katrinplommonjuice från koncentrat*

Katrinplommon är ett torkat sviskon, en blåviolett plommonsart med gamla anor. I varje förpackning finns drickfärdig juice av katrinplommonjuicekoncentrat av torkade plommon.

ANVÄNDNING

En flaska OptiXpress® (200 ml) rekommenderas per dag.

Skakas före användning.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning förvaras återförsluten i kylskåp och används inom 24 timmar. Produkt som hållts ur sin förpackning ska förvaras övertäckt och konsumeras inom 4 timmar vid förvaring i rumstemperatur.



- 100 % växtbaserad
- God smak
- Behändig förpackning

NÄRINGSDEKLARATION

		100 ml	200 ml
Energi	kcal	55	110
	kJ	234	468
Fett (0 E%)	g	0,1	0,2
– varav mättat fett	g	0,05	0,1
Kolhydrat (100 E%)	g	13	26
– varav sockerarter	g	8,0	16
Fiber (0 E%)	g	0,5	1,0
Protein (0 E%)	g	0,3	0,6
Salt	g	0,003	0,006

INGREDIENSER

Vatten, katrinplommonjuice från koncentrat 20%.
*Katrinplommonjuicekoncentrat av torkade plommon. UHT-behandlad.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen innan användning.

BESTÄLLNINGAR

Produkten kan köpas på apotek eller beställas direkt från:
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: order@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00

Webbshop:

www.nestlehealthscience.se/webbshop

SMÅK	FÖRPACKNING	BEST.NR.
Katrinplommon	24 x 200 ml	90 07 10
MINSTA BESTÄLLNINGSENHET: 1 x 24 st.		