

SmartCuff - Axellås

ART.NO 20120

Axellåset SmartCuff låser arm och axel efter trauma eller efter operation i syfte att fullständigt förhindra oönskad rörelse. Låser arm och axel effektivt med oelastiskt band runt överarm och underarm som fästes mot bålband. Band över axel låser underarm. Vid rörelseträning kan handledsmanschetten öppnas separat för att frigöra armen utan att ändra överarmens fixerade läge samtidigt som armbågsleden erbjuds fri rörelsefrihet. Lätt att ta av och på för patienten. Extra kilkudde medföljer om ökat stöd/abduktion av armen önskas. Passar både höger och vänster arm. SmartCuff finns i svart. Axelband anpassas individuellt genom att korta axelbandets längd.

Indikationer: För att låsa skuldra/arm. Vid trauma, akut eller postoperativ vård.

Kontraindikationer: För patienter med sinus caroticus syndrom bör tryck från ortosen i sinus carotis-området undvikas.

Material:


S/M: Polyamid 60%, Polyuretan 30%, Bomull 6%, Polyester 3%, Elastan 1%. Innermaterial kudde: Polyuretan 100%. Latexfri.

Univesal: 67% Polyamid, 12% Polyuretan, 21% Polyester. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Ej torktumling. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

Måttagning: Omkrets under byst i cm.

Storlek	Mått under byst cm	Art.no
S/M	65 - 100	20120-00-40
Universal	< 130	20120-00-50
UTGÅTT L/XL	100 - 140	20120-00-60




Handledsmanschetten kan öppnas separat vid träning.



MD Class I CE