

AbdoCare - Gördel

ART.NO 50225, 50226, 50237

AbdoCare är en elastisk gördel som ger smärtlindring genom effektivt stöd och kompression. Möjliggör tidig mobilisering efter operation. Gördeln är enkel att anpassa och applicera direkt efter operation. Storleken/kompressionsgraden/formen kan enkelt justeras då kardborren kan fästas över hela gördelns yta. AbdoCare finns i tre olika höjder och i storlekar med stort intervall. En storlek kan användas som universalstorlek och förenklar därmed lagerhållning. Gördeln kan också göras lägre genom att klippa av en höjdnivå. Vid behandling av stomibräck går det att klippa i hål i AbdoCare för att frilägga stomin. Färg vit.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer: Postoperativ gördel efter buk/bål-kirurgi. Stabiliserar vid bräck/stomi. Preventivt mot bräck.

Kontraindikation: Inklämda bräck. Infektion.

Material: Polyester 65%, Nylon 19%, Elastan 16%. Latexfri.

Tvättråd: Kan tvättas i 95°C ca 10 gånger. Produktens livslängd förlängs vid tvätt i 40-60°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bälgen över tänkt placering.

Storlek	Mått cm	Art.no AbdoCare 23 cm	Art.no AbdoCare 30 cm	Art.no AbdoCare 37 cm
1	75-100	50225-09-40	50226-09-40	-
2	95-120	50225-09-50	50226-09-50	-
3	115-140	50225-09-60	50226-09-60	-
4	140-190	50225-09-70	50226-09-70	-
5	190-240	-	50226-09-80	50237-09-80



50225: 23 cm hög



50226: 30 cm hög



50237: 37 cm hög

