

Blodtrycksmätare med handmanometer ri-san

Blodtrycksmätare komplett med Riesters handmanometer ri-san.

(För blåsa av neopren ange slutsiffra 47 istället för 28)



Med yttermanschett av nylon (blå) och vinyl blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1720-00028
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2720-00028
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3720-00028
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4720-00028 (Se bild)
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5720-00028
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6720-00028
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7720-00028
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8720-00028

Med yttermanschett av galon (röd) och vinyl blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1720-00128
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2720-00128
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3720-00128
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4720-00128
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5720-00128
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6720-00128
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7720-00128
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8720-00128

Blodtrycksmätare med integrerad innerblåsa (TPU):

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1720-00005
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2720-00005
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3720-00005
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4720-00005
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5720-00005
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6720-00005

Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk Art.nr: 7720-00005
Vuxen extra kraftig arm 16x50 cm, konisk Art.nr: 0720-00005

© 2010 AB Henry Eriksson | Med ensamrätt | Telefon: 08 - 647 48 05 |
info@henryeriksson.se