



30x14 gram



Afenil[®] Lime

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Afenil[®] Lime är ett fenylalaninfritt aminosyrapulver och är lämplig för kostbehandling av fenylketonuri (PKU).

Dosering och administrering

Afenil[®] Lime intas som en dryck.

Töm påsens innehåll i en bägare. Tillsätt ca. 80 ml kallt vatten. Skaka väl i ca. 10 sekunder.

Afenil[®] Lime ska helst konsumeras direkt efter beredning. Kan dock förvaras i kylskåp upp till 24 timmar; skakas väl innan intag.

Näringsdeklaration		per 100 g	per 14 g (1 påse)			per 100 g	per 14 g (1 påse)
Energi	kJ	1260	176	L-glutamin	g	6.2	0.87
	kcal	301	42	L-isoleucin	g	5.46	0.76
Fett	g	0.4	0.1	L-histidin	g	3.13	0.44
varav mättat fett	g	0.25	0	L-leucin	g	8.57	1.20
Kolhydrater	g	0.4	0	L-lysin	g	5.67	0.79
varav sockerarter	g	0	0	L-metionin	g	1.51	0.21
Fiber	g	0	0	L-prolin	g	5.71	0.80
Proteinekvivalenter	g	74	10	L-serin	g	3.56	0.50
Salt	g	0.03	0	L-tyrosin	g	8.04	1.13
AMINOSYROR				L-treonin	g	5.53	0.77
L-alanin	g	3.13	0.44	L-tryptofan	g	1.72	0.24
L-arginin	g	5.01	0.7	L-valin	g	6.32	0.88
L-aspartat	g	8.99	1.26	L-aurin	mg	158	22
L-cystin	g	2.04	0.29	L-karnitin	mg	89,8	12.6
Glycin	g	7.97	1.12				

Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn. Produkten är inte avsedd som enda näringskälla. Produkten är olämplig för andra än PKU patienter. Produkten är avsedd för barn från 3 år och vuxna. Produkten får inte ges parenteralt.

Osmolalitet: 14 g + 80 ml = 1176 osmol/kg.

Förvaring

Torr och svalt. Öppnad portionspåse skall användas omedelbart.

Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB
Tel 031 303 33 99
infometabolic@ghnpharma.com