



Leukoplast® Pro LF

**Leukoplast®**

Sårvård i bästa händer

# Leukoplast® Pro LF

## Fixeringstejp

Mångsidig, kraftig tejp i vit vävd viskos för fixering av förband och annan mindre utrustning som tuber och dränage. Tejpen har en mycket stark vidhäftningsförmåga för att tillgodose de särskilda krav som finns inom exempelvis akut sårvård.

- Väv med mycket hög hållfasthet
- Stark, tillförlitlig vidhäftning och fixering
- Vattenavvisande
- Rivbar
- Latexfri



Leukofix®				
Art nr.	Storlek	Typ av rulle	Antal fp	Antal fp/trp
72213-00000	1,25 cm x 9,2 m	På plastrulle	24	240
72213-00001	2,5 cm x 9,2 m	På plastrulle	12	120
72213-00002	5 cm x 9,2 m	På plastrulle	6	60
72212-00000	1,25 cm x 5 m	Med skyddskåpa	24	240
72212-00001	2,5 cm x 5 m	Med skyddskåpa	12	120
72212-00002	5 cm x 5 m	Med skyddskåpa	6	60