



HemoCue® Hb 201 DM

Väl beprövade produkter med laboratriekvalitet

- Samma kuvetteknik som HemoCues övriga produkter
- Enda patientnära system med komplett Data Management funktionalitet
- Kontrollmaterial baserat på helblod i tre olika nivåer

Enkelt och lättillgängligt system

- Ett nätverksuttag till fem dockningsstationer
- Instrumentet kan användas även under laddning
- Inbyggd streckkodsläsare
- Funktion för dubbelprov
- Samma dockningsstation till Hb- och glukosinstrumenten
- Kapillära, venösa eller arteriella helblodsprover kan användas

Säkerställer god hygien

- Enstycksförpackade kuvetter - förbättrad hygien och förlängd hållbarhet
- Minskad smittspridning - instrumentet kommer inte i kontakt med patienten