



Pharma Mini

Fukt-/värmväxlare och Bakterie-/virusfilter

Fukt-/värmväxlare i kombination med bakterie-/virusfilter. Filtreringseffektivitet >99,99%.

Befuktning vid Vt 250 ml 31,8 mg H₂O/ L luft

Kopplingar: 15 tappkona / 15 hålkona - 22 mm tappkona. Osterilt, Latexfritt.

Artikelnummer	Beskrivning	Tidalvolym ml	Motstånd Pa 20 liter/ min	Dead space	Avd.förp.	Trsp. förp.
PS-6100	Mini Basic, rakt	50-900	140	26	50	500
PS-6120	Mini, rakt med port	50-900	140	23	50	500
PS-6130	Mini, vinklat med port	50-900	140	23	50	500

Kroppen tillverkad av: styrene-butadiene copolymer (SBC)

Filter: PP, modacrylic acrylonitrile-vinyl

HME: Nonwoven polyester media, Kalciumklorid akryl polymerbaserad saltbindare

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com