

PRODUKTINFORMATION

BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl



101/860/xxxCZ
BLUselect® Suctionaid® Enbart
Trakealkanyl



101/870/xxxCZ
BLUselect® Suctionaid®
Trakeal kit

BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl och kit

- Separat kanal för effektiv borttagning av sekret ovan kuff, minskar risken för eventuell aspiration – Kan användas kontinuerligt eller intermittent för sug ovan kuff
- Färgmarkering på kanyl och förpackning
- Lasertryck på krage
- Soft-Seal® kuff
- Innehåller inte DEHP
- Kit innehåller:
 - BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl
 - Ofenestrerad innerkanyl (2)
 - Nackband
 - Rengöringsborste
 - Obturator
 - Talventil



ORDER INFORMATION

| BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl | | BLUselect® Suctionaid® Kit m trakealkanyl | | Färg- markering | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd (mm) |
|--|------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer | Antal/förp | Artikelnummer | Antal/förp | | | | |
| 101/860/060CZ | 10 | 101/870/060CZ | 1 | ● | 6.0 mm | 9.2 mm | 64.5 mm |
| 101/860/070CZ | 10 | 101/870/070CZ | 1 | ● | 7.0 mm | 10.5 mm | 70.0 mm |
| 101/860/075CZ | 10 | 101/870/075CZ | 1 | ● | 7.5 mm | 11.3 mm | 73.0 mm |
| 101/860/080CZ | 10 | 101/870/080CZ | 1 | ● | 8.0 mm | 11.9 mm | 75.5 mm |
| 101/860/085CZ | 10 | 101/870/085CZ | 1 | ● | 8.5 mm | 12.6 mm | 78.0 mm |
| 101/860/090CZ | 10 | 101/870/090CZ | 1 | ● | 9.0 mm | 13.3 mm | 81.0 mm |
| 101/860/100CZ | 10 | 101/870/100CZ | 1 | ● | 10.0 mm | 14.0 mm | 87.5 mm |