

PRODUKTINFORMATION – BLUselect® Trakealkanyl



BLUselect® Trakealkanyl och kit

- Färgmarkering på kanyl och förpackning
- Lasertryck på krage
- Enfärgad eller rutig markering på kragen för markering om den är fenestrerad eller inte
- Omfattande sortiment
 - Med eller utan innerkanyl
 - Med eller utan kuff
 - Fenestrerad eller inte
- Soft-Seal® Mjuk kuff
- Innehåller inte DEHP
- Kit innehåller:
 - BLUselect® Trakealkanyl
 - Fenestrerad/ icke fenestrerad innerkanyl
 - Nackband
 - Rengöringsborste
 - Obturator

ORDER INFORMATION

BLUselect® Trakealkanyl – innerkanyl ingår inte, måste beställas separat

BLUselect® Med kuff	BLUselect® Med kuff, fenestrerad	Färg- markering	Inner- diameter	Ytter- diameter	Längd (mm)	Antal per förpackning
101/800/060CZ	101/802/060CZ	●	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	10
101/800/070CZ	101/802/070CZ	●	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	10
101/800/075CZ	101/802/075CZ	●	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	10
101/800/080CZ	101/802/080CZ	●	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	10
101/800/085CZ	101/802/085CZ	●	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	10
101/800/090CZ	101/802/090CZ	●	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	10
101/800/100CZ	101/802/100CZ	●	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	10

BLUselect® Trakealkanyl Kit med innerkanyl

BLUselect® med kuff	BLUselect® utan kuff	BLUselect® med kuff fenestrerad	BLUselect® utan kuff fenestrerad	Färgmarkering	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd (mm)	Antal per förpackning
101/810/060CZ	101/811/060CZ	101/812/060CZ	101/813/060CZ	●	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	1
101/810/070CZ	101/811/070CZ	101/812/070CZ	101/813/070CZ	●	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	1
101/810/075CZ	101/811/075CZ	101/812/075CZ	101/813/075CZ	●	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	1
101/810/080CZ	101/811/080CZ	101/812/080CZ	101/813/080CZ	●	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	1
101/810/085CZ	101/811/085CZ	101/812/085CZ	101/813/085CZ	●	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	1
101/810/090CZ	101/811/090CZ	101/812/090CZ	101/813/090CZ	●	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	1
101/810/100CZ	101/811/100CZ	101/812/100CZ	101/813/100CZ	●	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	1