



ViTri:Fixoförband



Produktbeskrivning:

Kohesivt absorptionsförband av polyuretan, häftar vid sig självt, vilket gör det enkelt att arbeta med då det ej behöver fixeras med ett hjälpmedel. Riv – och klippbart på både längden och tvären.

Materialdeklaration:

Kohesivt polyuretanskumförband.

Användningsområde:

Linda plåstret/bandaget runt det skadade området. Plåstret/bandaget fäster inte mot hud eller hår. Tryck extra för att fästa plåstret/bandaget vid skarven. Riv eller klipp av. Upplever du cirkulationsproblem p g a för hård lindning avlägsna plåstret/bandaget och linda om med minskad åtstramning. Används ej direkt på känslig hud eller om man är allergisk mot vidhäftande ämnen.

Artikelnummer	Beskrivning
21301	10 cm x 1 m (5 mm), 12 st/fp
21302	20 x 60 cm (5 mm), 9 st/fp
21303	6 cm x 1 m (2 mm), 10 st/fp
21304	6 cm x 5 m (2 mm), 12 st/fp