

PRODUKTDATABLAD

LentisCath – hydrofil tappningskateter - steril

LentisCath är en engångs PVC-fri tappningskateter för självkateterisering i NaCl lösning.

LentisCath har en jämn hydrofil beläggning av PVP med samma osmolaritet som slemhinnan i Uretra

- Fri från PVC, latex och ftalater.
- Non-touch grepp (på Nelaton och Tiemann)
- Bruksklar i vätska (NaCl)
- Finns för man, kvinna och barn samt med Tiemannspets.



Material, kateter	TPU termoplastisk elastomer
Ytskikt	Polerat (ögon) Yta: Hydrofil PVP (Polyvinylpyrrolidon)
PVC/ Ftalater:	Nej/ Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klass I-S
Steril vara:	Ja
Förvaring:	Förvaras torrt. 5-25 grader Celsius
Hållbarhet:	2 år
Avfallshantering (Kateter)	Förbränning/ enligt lokala föreskrifter
Hantering av emballage:	Sorteras för återvinning/ enligt lokala föreskrifter
Övrigt:	Produkten uppfyller och är märkt enligt standard SS-EN-ISO-15223-1:2021. Inner- och ytterförpackningar är märkta "Steril"

PRODUKTDATABLAD

LentisCath – hydrofil tappningskateter - steril

Mediq sortiment

Best nr	Prod namn	Beskrivning	Storlek	Förpackning	Ref nr
1094376	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Nelaton	Ch. 08	Förp 30 st	101400
1094377	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Nelaton	Ch. 10	Förp 30 st	101401
1094378	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Nelaton	Ch. 12	Förp 30 st	101402
1094379	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Nelaton	Ch. 14	Förp 30 st	101403
1094380	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Nelaton	Ch. 16	Förp 30 st	101404
1094381	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Nelaton	Ch. 18	Förp 30 st	101405
1094384	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 20cm. Nelaton	Ch. 10	Förp 30 st	101407
1094385	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 20cm. Nelaton	Ch. 12	Förp 30 st	101408
1094386	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 20cm. Nelaton	Ch. 14	Förp 30 st	101409
1094387	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 20cm. Nelaton	Ch. 16	Förp 30 st	101410
1094388	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 20cm. Nelaton	Ch. 18	Förp 30 st	101411
1094403	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Tiemann	Ch. 10	Förp 30 st	101420
1094404	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Tiemann	Ch. 12	Förp 30 st	101421
1094405	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Tiemann	Ch. 14	Förp 30 st	101422
1094406	LentisCath	Hydrofil tappningskateter 40cm. Tiemann	Ch. 16	Förp 30 st	101423
1094382	LentisCath	Hydrofil tappningskateter (Barn) 20cm Nel	Ch. 06	Förp 30 st	101413
1094383	LentisCath	Hydrofil tappningskateter (Barn) 20cm Nel	Ch. 08	Förp 30 st	101415

Extra information

Bruksanvisning på Svenska är bipackad i minsta beställningsbara fp. Instruktionen inleds med ett pictogram och följs av Svensk text. Förutom på Svenska, så finns instruktionen på 15 andra språk.

Katetern är tillverkad av en TPU som är biologiskt nedbrytbar på 5 år under gynnsamma förhållanden.