

DuoTrain - Axellås

ART.NO 20119

Axellåset DuoTrain ger bekvämt stöd och avlastning vid smärtrelaterade axelproblem. Extra starka kardborrefästen med slitplattor tillåter DuoTrains fästen att öppnas och stängas många gånger, varför slingan speciellt rekommenderas vid träning. Axelbandet är justerbart i höjdlöd och i sidled längs armfickan och fästes med hjälp av kardborre. Justerbart immobiliseringsband runt kroppen. Armfickans och axelbandets insida är i frottémateriäl. Passar både vänster och höger arm.

Indikationer: För avlastning/immobilisering/fixering av skuldra/arm. Vid trauma, akut eller postoperativ vård.
Kontraindikationer: För patienter med sinus caroticus syndrom bör tryck från ortosen i sinus carotis-området undvikas.

Material: Armficka: 100% Polyester. Axelband: 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon. Latexfri

Tvättråd: Fäst kardborrebanden innan tvätt, maskintvätt 40°C. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek	Längd underarm cm	Art.no
Small	35-41	20119-06-40
Medium	40-44	20119-06-50
Large	43-49	20119-06-60
X Large	48-55	20119-06-70

Storlek:

Small - passar till barn/mycket liten vuxen.

Medium - passar liten vuxen.

Large - passar vuxen.

X-Large - passar lång/stor vuxen.



Fäst slitplattorna i önskad position.

2. Immobiliseringsbandet kan lätt längdjusteras med D-ringen.



MD Class I CE