

LactiPlus VSL#3

– högdoserad bredspektrumprobiotika

Produktbeskrivning

Balanserad, högdoserad bredspektrumprobiotika med 450 miljarder levande mjölksyra- och bifidobakterier från 8 olika stammar och 3 olika släkten för underhåll av mikrobiell mångfald i tarmfloran. LactiPlus VSL#3 tillför bakterier som normalt förekommer i magtarmkanalens mikrobiom.

Många miljarder mikroorganismer formar kroppens mikrobiom som består av bakterier och andra mikroorganismer som tillsammans skapar ekosystemet i magtarmkanalen.

Stammarna i LactiPlus VSL#3 är stabila, helt karakteriserade och tål den tuffa saltsyran och gallsalterna i matsmältningskanalen vilket betyder att de når tarmen levande och har bevisad förmåga att fästa på tarmslemhinnan.

Kombinationen av stammar från olika släkten och arter möjliggör att de probiotiska egenskaperna fördelas balanserat i tarmen, då etableringen av mikrobiella arter varierar beroende på deras förmåga att motstå syre och pH-värde genom tarmens olika områden. En bred sammansättning av stammar och släkten ger en produkt med ett brett spektrum av egenskaper.

Kvalitetsfakta

- Säkerhetsstudier på människa.
- Stammarna är testade för antibiotikaresistens.
- Mycket god stamspecifik dokumentation.
- Karakteriserade stammar.
- Bevisad förmåga att fästa på tarmcellerna.
- Bevisad överlevnad genom magtarmkanalen.

Bra att veta

- Mycket väldokumenterade stammar.
- Kan användas regelbundet.
- Kylförvaras för att bevara bakteriernas överlevnad och livskraft i upp till 24 mån

Ingredienser

Maltos, levande mjölksyra- och bifidodobakterier: *Streptococcus thermophilus* BT01, *Bifidobacterium breve* BB02, *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* BLO3, *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* BIO4, *Lactobacillus acidophilus* BA05, *Lactobacillus plantarum* BP06, *Lactobacillus paracasei* BP07, *Lactobacillus helveticus* BD08, majsstärkelse, klumpförebyggande medel (kiseldioxid).

Användning

1-2 dospåsar dagligen. Lös upp innehållet i vatten, yoghurt, äppeljuice eller annan icke kolsyrad dryck och drick genast.

Förpackning

10 dospåsar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2-8°C).

Tillverkare

Actial Farmaceutica, Italien. Innovativ utvecklare av högkvalitativ och vetenskapsbaserad probiotika för specifika hälsotillstånd. Produktionen sker under strikta kvalitetsparametrar i nära samarbete med det internationella vetenskapssamfundet.

