

TIVA Set > Total Intravenös Anestesi



TIVA set är speciellt framtaget för användning vid Total Intravenös Anestesi. Alla set är kompatibla med vanligt förekommande läkemedel inom Anestesiin såsom ex. lipidinnehållande medel.

RH-Seten (utan sprutpumpsslangar) finns med 2- respektive 3-kranblock och TIVA seten finns med 1-, 2- och 3 anslutningar. Båda modellerna naturligtvis med färgmarkerade 3-v kranar.

Anpassade för Ditt behov med eller utan infusionsaggregat såväl som med eller utan sprutpumpsslangar, SWAN-LOCK® nålfritt injektionsmembran samt backventiler på önskad plats. Dessa set finns även med integrerat SWAN-LOCK® membran, s.k. Y-SWAN på patientanslutningsslangen för enkel tillförsel av extra läkemedel, t ex smärtstillande (se bild).

"Enklare" versioner finns också, helt utan 3-vägskranar och dessa har avstängning via olika typer av slangklämmor.

Alla set finns både i limmade och olimmade versioner.

När anestesi är klar kopplas v.b. aggregatet isär före 3-vägskranarna och fungerar då som ett infusionsaggregat som kan användas för fortsatt vätsketillförsel postoperativt. Även set med avtagbar patientanslutningsslang finns i sortimentet. Produkten kan kundanpassas i stor variation efter ert behov.

Material

Alternativt Pvc (TOTM som mjukgörare) eller pvc-fritt material (green line®)

Steriliseringmetod

Etylenoxid

Standarder

2017/745 MDR, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/EN 1707.

Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
724802	Förl slang mikro 2x150cm Y-gren hane/2hona Luer-Lock 2xbackv	10	100	N	N	S	
724803	Förl slang mikro 2x150cm Y-gren hane/2hona Luer-Lock 3xbackv	10	80	N	N	S	
723157	Förl slang mikro 2x150cm Y-grenad hane/2hona Luer-Lock 2xbac	10	100	N	J	S	
764042	TIVA-set 2 200cm sprutp slangar backventil x 3 enkel modell	10	100	N	J	S	
764865	TIVA-set 2 inf agg sprutp sl Y-SWAN backv x 3 green line®	5	40	N	N	S	
764784	TIVA-set 2 L86 202cm backv SWAN green line SELF-LOCK	10	80	N	N	S	
764864	TIVA-set 2 sprutp sl Y-SWAN backventil x 3 green line®	20	20	N	N	S	
764843	TIVA-set 2 sprutp Y-SWAN ASV backv x 3 SELF-LOCK green line®	20	20	N	N	S	
764862	TIVA-set 2 V-inf agg sprutp sl backv x 3 green line®	5	40	N	N	S	
764012	TIVA-set 2 V-inf agg sprutp slangar backventil x 3	1	40	N	J	S	
763423	TIVA-set 3 inf agg backventil x 2	5	80	N	J	S	
764796	TIVA-set 3 inf agg backventil x 2 green line®	10	80	N	N	S	
764836	TIVA-set 3 sprutp Y-SWAN ASV backv x 4 SELF-LOCK green line®	5	20	N	N	S	
764000	TIVA-set RH2 V-inf agg backventil	10	80	N	J	S	
764002	TIVA-set RH3 V-inf agg backventil	1	20	N	J	S	

Produktbladsnr 1501

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2024-02-02 11:32