



Artikelnummer 133265



Gastro

Vit bägare, ABENA Gastro, 6cm, Ø6,5cm,  
10 cl, 12 cl, vit, papp/PE, 4 oz

✓ Perfekt att trycka en logotyp på



## Produktbeskrivning

To go-bägare i vit design. Den jämna ytan på koppen gör den perfekt att trycka din egen logotyp på.



## Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Vit bägare
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Gastro
Färg	Vit
Egenskaper	4 oz
Material	Papp, PE
Höjd	6 cm
Diameter	6.5 cm
Vikt, netto	3.3 g
Volym, netto	10 cl
Volym, brutto	12 cl
Tjocklek	210 g/m <sup>2</sup>
Belägningens tjocklek	18 g/m <sup>2</sup>
Tolerans	0,02
Märkningar	Livsmedelsgodkänd
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EG) nr 10/2011
Säkerhetsanvisningar och varningar	Använd inte i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Förvaringsinstruktioner	Lagras rent och torrt.
Temperaturlöslighet	0 till 100 °C
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller brännas.

## Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	1000 st	32 cm	26 cm	31.7 cm	5703538305276
fp	50 st	6 cm	6 cm	31.5 cm	5703538309175
st	1 st				



Glasaffessymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Trycket kan anpassas.



Produkten är tillverkad av kartong.



Produkten har ett ytskikt i LDPE (PE med låg densitet).

