



PVC-fri sugkateter

Sugkateter PVC-fri

Sugkateter med centrumhål och två sidohål i spetsen.
Färgkodad enl. SS-EN ISO 8836:2020. EO-steriliserad.
Material: Termoplastisk poleolyfin elastomer.

Rak spets

Artikelnummer	Ref.nr	Strl ch	ID/YD mm	Längd mm	Färg	Förp.
10020195	5200025006F	6	1,3 / 2,0	250	grön	1/100
10020196	5200025008F	8	1,8 / 2,7	250	blå	1/100
10020197	5200025010F	10	2,3 / 3,3	250	svart	1/100
10018447	5200025012F	12	2,7 / 4,0	250	vit	1/100
10018448	5200025014F	14	3,3 / 4,7	250	grön	1/100
10025996	5200025016F	16	3,7 / 5,3	250	röd orange	1/100
10025997	5200040005F	5	1,0 / 1,7	400	gul	1/1000
10020198	5200040006F	6	1,3 / 2,0	400	grön	1/100
10020238	5200040008F	8	1,8 / 2,7	400	blå	1/100
10020239	5200040010F	10	2,3 / 3,3	400	svart	1/100
10015824	5200040012F	12	2,7 / 4,0	400	vit	1/100
10018446	5200040014F	14	3,3 / 4,7	400	grön	1/100
10020240	5200040016F	16	3,7 / 5,3	400	röd	1/100
10028795	5200040018F	18	4,2 / 6,0	400	röd	1/1000
10025999	5200040020F	20	4,7 / 6,7	400	gul	1/100

forts. Rak spets

Artikelnummer	Ref.nr	Strl ch	ID/YD mm	Längd mm	Färg	Förp.
10026000	5200053006F	6	1,3 / 2,0	530	grön	1/1000
10026001	5200053008F	8	1,8 / 2,7	530	blå	1/1000
10019302	5200053010F	10	2,3 / 3,3	530	svart	1/100
10028797	5200053012F	12	2,7 / 4,0	530	vit	1/1000
10020241	5200053014F	14	3,3 / 4,7	530	grön	1/100
10025437	5200053016F	16	3,7 / 5,3	530	röd orange	1/100
10025218	5200053018F	18	4,2/6,0	530	röd	1/100

Böjd spets

Artikelnummer	Ref.nr	Strl ch	ID/YD mm	Längd mm	Färg	Förp.
10026002	5208053008F	8	1,8 / 2,7	530	blå	1/1000
10021352	5208053010F	10	2,3 / 3,3	530	svart	1/100
10026421	5208053012F	12	2,7 / 4,0	530	vit	1/100
10021354	5208053014F	14	3,3 / 4,7	530	grön	1/100
10025219	5208053016F	16	3,7 / 5,3	530	röd	1/100

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com