



Artikelnummer 5191



Gastro

Vit bägare, ABENA Gastro, 7,8cm,
 Ø7,2cm, 20,5 cl, 21 cl, vit, papp/PE, 7 oz

✓ Perfekt att trycka en logotyp på



Produktbeskrivning

To go-bägare i vit design. Den jämna ytan på koppen gör den perfekt att trycka din egen logotyp på.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Vit bägare
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Gastro
Färg	Vit
Egenskaper	7 oz
Material	PE, papp
Höjd	7.8 cm
Diameter	7.2 cm
Vikt, netto	4.9 g
Vikt, brutto	4.9 g
Volym, netto	20.5 cl
Volym, brutto	21 cl
Tjocklek	210 g/m ²
Belägningens tjocklek	18 g/m ²
Tolerans	0,02
Antal lager	1-lags
Märkningar	Livsmedelsgodkänd.
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 10/2011, (EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, (EU) nr 995/2010, BEK nr 681 af 25/05/2020
Säkerhetsanvisningar och varningar	Använd inte i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Förvaringsinstruktioner	Förvara rent och torrt.
Temperaturlöslighet	0 till 100 °C
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	2000 st	59 cm	37 cm	36 cm	5703538167676
fp	50 st	34.5 cm	7.5 cm	7.5 cm	5703538167652
st	1 st				



Glasaffälsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Trycket kan anpassas.



Produkten är tillverkad av kartong.



Produkten har ett ytskikt i LDPE (PE med låg densitet).

