

Survimed® OPD

PEPTIDES

1,0 kcal/ml

500 kcal
22,5 g
71,5 g
14 g

**0,20 EPA+
DHA**

e 500 ml

**FRESENIUS
KABI**

EasyBag

KCAL (KJ) (2100) **500**
PROTEIN (g) **22,5**
CARBOHYDRATE (g) **71,5**
FETT (g) **14**

Per 500 ml

**0,20 EPA+
DHA**

***kalcij**

Swedish: **Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke** (bilanzierte Diät), vollständig bilanzierte, normokalorische (1 kcal/ml), isotonische Sondenernährung... **Wichtige Hinweise:** Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden... **Legung und Anwendung:** Bei Sondenernährung... **Recomendaciones:** En nutrición enteral total, en promedio 1500 ml/jorn (1500 kcal)...

English: **Food for special medical purposes**, Nutritionally complete 1 kcal/ml peptide based tube feed... **Notes:** Do not use under medical supervision... **Instructions for use:** Store at room temperature... **Alimento para usos médicos especiales:** Alimentación por sonda nutricionalmente completa...

Spanish: **Alimento para usos médicos especiales:** Alimentación por sonda nutricionalmente completa... **Recomendaciones:** En nutrición enteral total, en promedio 1500 ml/jorn (1500 kcal)...

Italian: **Alimento a fini medici speciali:** Alimentazione enterale per sonda nutrizionalmente completa... **Recomendazioni:** In nutrizione enterale totale, in media 1500 ml/giorno (1500 kcal)...

Survimed® OPD

Utvecklad för att tas upp lätt

Peptidbaserad sondnäring med 1,0 kcal/ml och 52 % medellånga fettsyror (MCT) för nutritionsbehandling av patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad undernäring, i synnerhet patienter med malabsorption

18 E % hydrolyserat vassleprotein för att underlätta upptag

Modifierad fettprofil med högt innehåll av medellånga fettsyror (MCT) och med fiskolja som bidrar till anti-inflammatorisk verkan^{2,3}

Iso-osmolär formulering (300 mosmol/l) för att underlätta gastrointestinal tolerans

Utan fibrer för dem som inte tolererar fibrer

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Survimed OPD



Färdig att använda i 500 ml EasyBag

Näringsdeklaration

Innehåll		100 ml
Energivärde	kJ (= kcal)	420 (100)
Fett	g	2,8
varav mättade fettsyror	g	1,59
varav medellånga triglycerider	g	1,44
varav enkelomättade fettsyror	g	0,61
varav fleromättade fettsyror	g	0,60
varav EPA* + DHA**	g	0,04
Kolhydrater	g	14,3
varav sockerarter	g	1,1
varav laktos	g	≤ 0,1
Fibrer	g	< 0,1
Protein	g	4,5
Salt (Na x 2,5)	g	0,20
Vatten	ml	85
Osmolaritet	mosmol/l	300
Mineraler och spårämnen		
Natrium	mg/mmol	80/3,5
Klorid	mg/mmol	83/2,3
Kalium	mg/mmol	200/5,1
Kalcium	mg/mmol	6,5/1,6
Fosfor	mg/mmol	48/1,5
Magnesium	mg/mmol	25/1,0
Järn	mg	1,3
Zink	mg	1,2
Koppar	µg	133
Jod	µg	13,3
Selen	µg	6,7
Mangan	µg	0,27
Krom	µg	6,7
Molybden	µg	10
Fluor	mg	0,13
Vitaminer och övriga näringsämnen[^]		
Vitamin A	µg RE ^o	92
varav β-karoten	µg RE ^o	22
Vitamin D ₃	µg	1,0
Vitamin E	mg α-TE ^{oo}	1,3
Vitamin K ₁	µg	6,7
Vitamin C	mg	8,0
Tiamin (vitamin B ₁)	mg	0,13
Riboflavin (vitamin B ₂)	mg	0,17
Vitamin B ₆	mg	0,16
Niacin	mg/mg NE ^{ooo}	1,00/1,97
Folsyra	µg	26,7
Vitamin B ₁₂	µg	0,27
Pantotensyra	mg	0,47
Biotin	µg	5,0
Kolin [^]	mg	36,7
Kalorifördelning (E %):		
Fett 25 E %, kolhydrater 57 E %, fibrer 0 E %, protein 18 E %		
*eikosapentaensyra (EPA), **dokosahexaensyra (DHA)		
^o retinolekvivalenter (RE), ^{oo} alfatokoferolekvivalenter (α-TE), ^{ooo} niacinekvivalenter (NE)		

Produktinformation

Livsmedel för särskilda medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett 1 kcal/ml peptidbaserad sondnärning med hydrolyserat vassleprotein, fiberfri, med fiskolja med MCT. Kliniskt fri från laktos och glutenfri. För nutritionsbehandling av patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad undernäring, i synnerhet patienter med malabsorption.

Dosering:

Ska fastställas av vårdpersonalen utifrån patienternas behov. Rekommendation för komplett nutrition ≥ 1500 ml/dag (1500 kcal)/dag.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Övervaka tillförselshastigheten. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig för patienter med galaktosemi. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. **Ej för parenteral (i.v.) användning.**

Bruksanvisning:

Rekommenderad sondstorlek är ≥ CH 5 vid administrering med pump, för administrering med dropp ska sondstorleken vara minst ≥ CH 8. Förvaras i rumstemperatur.

Används inom 24 timmar från öppnandet. Skakas väl före användning! Används inte om påsen är skadad eller har svällt eller om innehållet har koagulerat. Får inte blandas med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämpligt när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, ileus och chock. Används med försiktighet vid svår organsvikt med försämrad metabolism och svåra former av malassimilation. Ej lämpligt för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Survimed OPD.

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, hydrolysat vassleprotein, medellånga fettsyror (MCT), vegetabiliska oljor (rapsolja, safflorolja), kaliumvätefosfat, kalciumcitrat, fiskolja, natriumklorid, stabiliseringsmedel (E 460, E 466), vitamin C, kolinklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, emulgeringsmedel (E 472c), järnsulfat, zinksulfat, vitamin E, niacin, manganklorid, pantotensyra, kopparsulfat, natriumfluorid, vitamin B₁, vitamin A, vitamin B₂, vitamin B₆, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenit, biotin, kaliumjodid, vitamin K₁, vitamin D₃, vitamin B₁₂

Beställning

I förpackning om 15x500 ml
Varunr. Tamro/Apotek 828302
Artikelnr. Leverantör 7139221
Minsta beställningsmultipel Tamro/Apotek: 15x500 ml

1) Alexander DD, Bylsma LC, Elkayam L, et al. Nutritional and health benefits of semi-elemental diets: A comprehensive summary of the literature. *World J Gastrointest Pharmacol Ther.* 2016; 7(2): 306–319.
2) Hegazi RA, Wischmeyer PE. Clinical review: optimizing enteral nutrition for critically ill patients – a simple data-driven formula. *Crit Care.* 2011; 15(6): 234.
3) Calder PC. Marine omega-3 fatty acids and inflammatory processes: Effects, mechanisms and clinical relevance. *Biochem Biophys Acta.* 2015; 1851(4): 469–484.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB
Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
fresenius-kabi.se

Ordermottagning Tamro:
tel: 031-767 76 43, e-post: order@tamro.com
För produktinformation, vänligen kontakta
Fresenius Kabis medicinska information.