



# CareFix

## Produktbeskrivning

CareFix nätfixeringsband för fixering av förband och kompresser på huvud eller finger. Förbandet är enkelt att använda, är mycket elastisk och smidig och kan klippas utan att fransa.

Färgkod på kartongen för enkel storleksidentifiering. Kan tvättas i 60 °C.

## Sammansättning

70% polyamid, 9% polyester, 21% elasthan

PVC / ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassificering:	Klass I
Steril produkt :	Nej
Lagring	Torr och dammfri
Hållbarhet:	5 år
Kassering av produkten :	Förbränning avfallshantering
Kassering av inre och yttre förpackning	Följ lokala föreskrifter för packningsmaterial

## Beställningsinformation

Art.nr.	Lev.nr.	Modell	Storlek	Färg	Avd. förp.
10029453	016150-01.01.1Q4	Finger	S	Gul	35
10029454	016150-03.01.1Q5	Finger	M	Blå	30
10029455	016150-05.01.1Q6	Finger	L	Brun	20
10029439	017050-01.01.1Q7	Huvud	S	Gul	15
10029440	017050-03.01.1Q8	Huvud	M	Blå	10
10029441	017050-05.01.1Q8	Huvud	L	Brun	10
10029442	017050-07.01.1Q8	Huvud	XL	Grön	10
10029451	018650-99.01.10X	Panna	En strl.	-	10

Leverantör

**TYTEX**

## För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediq.com](http://www.mediq.com)