

Produktspecifikationer

Varumärke : Klinion[®] Personal Protection → ULTRA COMFORT

Produkt : Nitrilhandskar för undersökning, puderfria, icke-sterila (Blå & Vita)

Produktbeskrivning

Engångshandskar tillverkade av nitrilbutadiengummi. De är fria från latex och puder.

Avsedd användning

Klinion[®] Personal Protection (KPP) Ultra Comfort-undersökningshandskar är avsedda att bäras på händerna i medicinska syften för att förhindra kontaminering mellan patient och vårdgivare. De är även lämpliga för hantering av kemikalier.

Mer användarinformation finns på: www.medeco.org

Klassificering:

Klass I: Medicinteknisk produkt enligt Medical Devices Regulations (SI 2002 nr 618, med ändringar)

Klass I (EU): Medicinteknisk produkt enligt EU-förordning 2017/745 (MDR)

Kategori III (PPE): Personlig skyddsutrustning enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425

→ EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.medeco.org

Förpackning och produktreferenser

Produkt Ref. nr.	Beskrivning	Storl.	EAN Box	Box Dimension (mm)*	Antal styck per Box	EAN Kartong	Ytterkartong Dimension (mm)*	Ant. St. per ytterkartong
103520	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Glove, Blå	XS	8715343749401	214*114*60	100	8715343749395	298*330*233	1000
1035202	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Glove, Blå	XS	8715343747995	240*125*80	200	8715343747988	415*216*235	2000
103521	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Glove, Blå	S	8715343749388	214*114*60	100	8715343749371	298*330*233	1000
1035212	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Glove, Blå	S	8715343747971	240*125*80	200	8715343747964	415*216*235	2000
103522	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Glove, Blå	M	8715343749364	214*114*60	100	8715343749357	298*330*233	1000
1035222	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Glove, Blå	M	8715343747957	240*125*80	200	8715343747940	415*216*235	2000

Produktspecifikationer

Produkt Ref. nr.	Beskrivning	Storl.	EAN Box	Box Dimension (mm)*	Antal styck per Box	EAN Kartong	Ytter-kartong Dimension (mm)*	Ant. St. per ytter-kartong
103523	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Blå	L	8715343749340	214*114*60	100	8715343749333	298*330*233	1000
1035232	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Blå	L	8715343747933	240*125*80	200	8715343747926	415*216*235	2000
103524	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Blå	XL	8715343749326	214*114*60	100	8715343749319	298*330*233	1000
1035242	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Blå	XL	8715343747919	240*125*80	180	8715343747902	415*216*235	1800
103525	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Vit	XS	8715343748459	230*120*70	150	8715343748442	365*255*250	1500
103526	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Vit	S	8715343748435	230*120*70	150	8715343748428	365*255*250	1500
103527	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Vit	M	8715343748411	230*120*70	150	8715343748404	365*255*250	1500
103528	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Vit	L	8715343748398	230*120*70	150	8715343748381	365*255*250	1500
103529	Klinion Personal Protection ULTRA COMFORT Nitrile Exam Handske, Vit	XL	8715343748374	230*120*70	150	8715343748367	365*255*250	1500

*Storlekarna är ungefärliga

Egenskaper

- Förstärkt rullkant (Beaded cuff)
- Ambidextrous - passar både höger och vänster hand
- Icke-sterila
- Puderfria (≤ 2 mg per handske)
- Texturerade fingertoppar
- Medicinsk kvalitet (AQL 1.5)
- Testade mot opioidlösningar (enligt ASTM D6978)
- Lämpliga för livsmedelshantering

Material

- Nitrilbutadiengummi (Acrylonitrile Butadiene Rubber - NBR)

Produktspecifikationer

Specifikationer

Produktens dimensioner (mm)

Bredd (mm)	XS	75 ± 5
	S	80 ± 10
	M	95 ± 10
	L	110 ± 10
	XL	115 ± 5
Tjocklek (mm)	Manschett	0.07 ± 0.03
	Handflata	0.08 ± 0.03
	Finger	0.10 ± 0.03
Längd (mm)	Minst. 240	Typisk 243 - 250

Fysiska egenskaper

Oåldrad	Tillstånd Draghållfastighet (MPa)	Min. 14 MPa	Typisk 26 - 33
	Förlängning vid brott (%)	Min. 500 %	Typisk 528 - 554
	Kraft vid brott (N)	Min. 6.0 N	Typisk 6.9 - 7.3
Åldrad	Tensile Strength	Min. 14 MPa	Typisk 31 - 42
	Elongation at Break	Min. 400 %	Typisk 474 - 509
	Force at Break	Min. 6.0 N	Typisk 6.9 - 7.4
Fri från håll	AQL 1.5		
Puderrester	Max 2 mg/handske		
Vikt handske	3.5 g		
Färg	Blå: Ref: 103520-24 Vit: Ref: 103525-29		

Produktspecifikationer

Kvalitetsstandarder

- Tillverkad enligt ISO 13485 och ISO 9001
- Testad enligt: EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2013+A1:2018, EN 374-2:2019; EN 374- 4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 455-1:2020+A2:2024; EN 455-2:2024; EN 455-3:2023; EN 455- 4:2009; EN 16523-1:2015+A1:2018; ISO 16604:2004
- Livsmedelssäker enligt:
EU-förordningar 1935/2004/EC, EU 10/2011, EU 2016/1416, EU 2017/752, EU 2018/213, EU 2018/831, EU 2020/1245

Komponenter som inte förekommer:

Komponent	Förekommer
Latex	Nej
Ftalater	Nej
Substanser av animaliskt ursprung	Nej
Substanser av humant ursprung:	Nej
Blod eller blodprodukter	Nej
Läkemedelssubstanser	Nej

Sterilisering

Ej steriliserad

Förvaring

Förvara svalt och torrt. Öppnade förpackningar ska skyddas från solljus och lysrörsljus. Handskarna levereras i en dispenserförpackning lämplig för transport. Förvara handskarna i förpackningen när de inte används.

Hållbarhet

5 år från produktionsdatum, vid korrekt förvaring.

Produktspecificationer

Bilder



Ref. produkt 103524



Ref. produkt 103525

Approval	Name	Date	Signature
Category & Product Development Manager	Lotte Byrum	Lotte Byrum	Digitally signed by Lotte Byrum Date: 2025.03.06 11:21:57 +01'00'
RA Specialist	Alexandra Duarte	Alexandra Duarte	Digitally signed by Alexandra Duarte Date: 2025.03.06 11:01:02 +01'00'