

## Produktblad

<b>Artikelnummer</b>	<b>50-7050</b>
<b>Benämning</b>	PleurX pleura kateter
<b>Beskrivning</b>	Kvarliggande kateter för dränage av återkommande pleuravätska i hemmet. Inbyggd säkerhetsventil för säker användning. Katetern är 66 cm lång. Särskilda tillbehör för implantation ingår.
<b>Antal per förpackning</b>	1 st / fp
<b>Material</b>	Katetern består av silikon med en polyestermanschett.

