

PRODUKTDATABLAD

PERIFIX SOFT TIP 701 18G NRFIT(4510097N-01)

Epiduralset filterset NRFIT 18G Tuohy nål 1,3x80mm. Soft Tip epiduralkateter G20 (0,45x0,85x1000mm) med 3 sidohål och mjuk flexibel atraumatisk kateterspets, kateterkoppling, 0,2 µm filter, spruta L.O.R spruta, epiduraletikett.



Innehåller: Perican® 18G 1,3x80mm , Soft Tip epiduralkateter G20 (0,45x0,85x1000mm) med 3 sidohål och mjuk flexibel atraumatisk kateterspets, Perifix® kateterkoppling NRFit, Perifix® epiduralfilter 0,2 µm NRFit, Perifix® PinPad, Perifix® L.O.R.D NRFit, epiduraletikett.

Beskrivning	Beskrivning
Application	Epidural
Type of epidural needle	Epidural
Bevel epidural needle	Tuohy
Gradering	graderad i 1 cm
Outer-ø epidural needle	1.30 mm
Gauge epiduralnål	18
Colour epidural needle	pink

Beskrivning	Beskrivning
Length epidural needle	80.00 mm
Length epidural needle (inch)	3 1/4"
Material of mandrin (epidural)	plastic
Application of catheter	Epidural
Type of catheter	SoftTip
Gauge (kateter)	20
Ytterdiam. kateter (metr.)	0.85 mm
Inner-ø catheter (metr.)	0.45 mm
Kateterlängd	1000.0 mm
Material of catheter	PA
Catheter eyes	closed tip/3 lateral eyes
X-ray contrastable marking	radio opaque
Priming volume filter housing	0.70 ml
Porstorlek (filter)	0.2 µm
max. tryck	7.0 bar
incl. Syringes	1 x Perifix LOR
included catheter connector	Yes
included PinPad	Yes
with SafeConnect	No
Typ av förpackning	Blister
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej
Sterilitet	Nej
Produkten innehåller PVC	Nej
Produkten innehåller latex	nej

Beskrivning	Beskrivning
Produkten innehåller DEHP	Nej
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej
Sterilitet	Nej
Product contains BPA	No
Produkten innehåller Nickel	Ja
Sterilitet	steril
Typ av sterilisering	EO
Engångs-/flergångsbruk	engångs