

PRODUKTDATABLAD

PERIFIX FILTER 0,2µM NRFIT-EU(4515501N-01)

Epiduralfilter 0,2 µm partikelfilter, Trycktålig 7 bar, Fyllnadsvolym 0,45 ml, NRFit koppling



Beskrivning	Beskrivning
Varumärke	Perifix®
Produktnamn (HC)	Perifix® Filter
Product type	Filter
Application	Regional Anesthesia
Porstorlek (filter)	0.2 µm
max. tryck	7.0 bar
with SafeConnect	No
Typ av förpackning	Blister
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej

Beskrivning	Beskrivning
Sterilitet	Nej
Produkten innehåller PVC	Nej
Produkten innehåller latex	nej
Produkten innehåller DEHP	Nej
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej
Sterilitet	Nej
Produkten innehåller Nickel	Nej
Sterilitet	steril
Typ av sterilisering	EO
Engångs-/flergångsbruk	engångs