


PRODUKTBLAD



Produktnamn:

bionector[®] octopus[®] 2

Beskrivning:

Injektionsventil med två förlägningsslangar

Art.nr	Int. Ø (mm)	Ext. Ø (mm)	Slanglängd (cm)	Anti-Reflux Ventil (ARV)	Fyllnadsvolym	Avd.fp/ Trp.Fp
842.209	1,5 (x2)	2,5 (x2)	6 (x2)	I	Utan ARV = 0,33 ml Med ARV = 0,36 ml	10/240

Anslutningar:

360

Material:

PC, Silikon, PE och PUR. PVC-fri och latexfri.

Produkten är CE-märkt:

Ja