

PRODUKTBLAD



Produktnamn:	bionector [®] octopus [®] 2
Beskrivning:	Injektionsventil med två förlängningsslangar
Artikelnummer:	841.264
Anslutningar:	360
Längd förlängningsslangar:	10 cm
Fyllnadsvolym:	0,34 ml (x2)
Total fyllnadsvolym:	0,57 ml
Avdelningsförpackning:	50 st
Transportförpackning:	300 st
Material:	PUR, Polycarbonate, Polyisoprene, Polyethylene och rostfritt stål. PVC-fri och latexfri
Produkten är CE-märkt:	Ja