

PRODUKTBLAD



Produktnamn: bionector[®] octopus[®] 3

Beskrivning: Injektionsventil med tre förlängningsslangar och 2 Anti-Reflux Ventiler (ARV)

Art.nr	Int. Ø (mm)	Ext. Ø (mm)	Slanglängd (cm)	Anti-Reflux Ventil (ARV)	Fyllnadsvolym	Avd.fp/ Trp.Fp
842.311	1,5 (x3)	2,5 (x3)	6 (x3)	2	Utan ARV = 0,33 ml Med ARV = 0,36 ml	10/240

Anslutningar: 360

Material: PC, Silikon, PE och PUR. PVC-fri och latexfri.

Produkten är CE-märkt: Ja