



Leverantör:  
Servoprax GmbH

# Kateterpropp/Kateterplugg

## steril universalpropp i ABS med grepp

### En tysk kvalitetsprodukt

Tillverkad enligt Europeisk miljö- och arbetslagstiftning av återvinningsbar ABS plast.  
Fri från Latex, PVC och DEHP.

Proppens utförande gör att man kan använda **mindre material** vilket innebär **mindre resursåtgång och miljöbelastning**

### Produktspecifik information

- Grön, för diameter 5 till 13 mm
- Förpackning (avd/transport): 100/1500
- Material: Tillverkad av ABS. Fri från Latex, PVC och DEHP.
- CE - Märkt (ingen övrig märkning)
- Steril - Riskklass Is
- Hållbarhet: 5 år (Steriltid)
- Förvaras i normal rumstemperatur (18-25 °C) utan exponering i för direkt solljus.
- Sorteras med plastavfall enligt lokala föreskrifter

Art.nr	Ref.nr	Färg	Storlek mm	Förp
10031029	50.07.55	Grön	5-13 mm Ø	100/1500



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com