

Prekunil tabletter

550 tabletter

EAN 5704100 008014

Dietistbyrå artikelnummer 172903-1

Prekulabs banbrytande och avancerade PreKUnil LNAA-tabletter har kliniskt visat sig minska transporten över Phe blod-hjärnbarriären (BBB) och har varit framgångsrik för PKU-patienter i mer än 30 år. Det första originalet kliniskt beprövad formel använder långa neutrala aminosyror för sänkning av hjärnans Phe-nivåer. PKU-patienter som använder PreKUnil kan få upp till 80% av sitt proteinintag från en normal diet, så att de får mer kontroll i sitt dagliga liv.



Nyckelfakta

- Kliniskt bevisat
- Skyddar hjärnan från Phe
- Upp till 80% normal kost
- LNAA + vitaminer och mineraler
- Innehåller inget socker
- Inga allergener
- Inga rapporterade biverkningar

PreKUnil tabletter är lämpliga för alla typer av Fenylketonuri (PKU), inklusive sent diagnostiserad PKU och hyperfenylalaninemi (HPA).

- Tabletterna är luktfria, smaklösa och lätta att använda/svälja. De har en avancerad beläggningsteknik för långsam frisättning, vilket undviker en hög syrakoncentration i magen för att hålla Phe-nivåerna mer stabila.
- PreKUnil-tabletter är inte lämpliga under planeringen av en graviditet eller när du är gravid.

Kliniska tester

Kliniska provningar genomförda i ett antal länder, inklusive Danmark, USA och Turkiet verifierar:

- Sänkning av fenylalanin i hjärnan genom BBB
- Ökade blodkoncentrationer av tyrosin och Tryptofan, som är föregångare för dopamin respektive Serotonin
- Minskad risk för depression
- Liberalisering av kosten

Gå till Prekulab.com/professionals för att ladda ner studier

Ålder

Patientens ålderskompatibilitet bör bestämmas av läkare.

Dosering och administrering

Används under medicinsk övervakning. PreKUnil måste kompletteras med en måttlig begränsad PKU-diet, vitaminer och mineraler i enlighet med individuellt behov. En normal dos är 0,5 tablett per kg kroppsvikt per dag, kompletterat med en måltid eller enligt anvisningar från läkare. Doseringen är beroende av patientens ålder, kroppsvikt, medicinskt tillstånd och individuell fenylalanintolerans.

Fenylalaninplasmakoncentrationen bör övervakas regelbundet och hålls under 1500 µmol / l.

PreKUnil kan också kombineras med en vanlig aminosyramix - Avonil tabletter eller pulver, eller andra.

Inte lämplig som enda näringskälla.

Lagring

Förvara på en sval, torr plats och inte i direkt solljus. När den inte används ska förslutningen och behållaren stängas.

Fördela från originalburken. Utgångsdatumet avser oöppnad och korrekt lagrad burk.

Förvaras oåtkomlog för barn

Näringsinformation - Per 100 g

Energi: 1344kJ / 320kcal

Fett (mättade ämnen): 1,4 g, Kolhydrat: 15 g, Socker: 0 g, Kostfiber: 15 g, Aminosyror: 66,5 g, Proteinekvivalent: 54,5 g

Salt: 0,04 g

Sammansättning

Aminosyror: L-tyrosin, L-leucin, L-tryptofan, L-isoleucin, L-valin, L-lysin, L-treonin, L-histidin, L-arginin, L-metionin

Vitaminer: Vitamin B6, Vitamin B12

Mineraler: Kalcium, fosfor

Denna information tillhandahålls för patient- och specialanvändning men ersätter inte medicinskt samråd med läkare, dietist eller specialist.

Innan du gör ändringar i din kost, bör du alltid konsultera kvalificerad vårdpersonal.

PreKUnil-tabletter kan endast användas för konstaterad PKU och HPA

Producerad för Prekulab Ltd. i Europa

Revvej 41, DK-4220 Korsør, Denmark

E-mail: prekulab@prekulab.com

Web: Prekulab.com

Distribueras i Sverige av

Dietistbyrå i Stockholm

dietistbyran@allergimat.com

Tel: 08-96 66 81