

# BABYSEMP 1 800G

BabySemp 1 är en modersmjölksersättning baserad på mjölk som kan ges som ersättning för eller tillägg till bröstmjölk från första levnadsveckan efter rekommendation av BVC eller barnläkare.

BabySemp 1 tillagad enligt anvisning på förpackningen täcker näringsbehovet hos spädbarn upp till 6 månader. Kontakta BVC om du behöver stöd och råd kring ditt barns mat.

BabySemp 1 innehåller DHA (obligatoriskt enligt lag för all modersmjölksersättning). Utan palmolja. För barnets hälsa är det viktigt att noggrant följa tillrednings- och förvaringsanvisningarna på förpackningen.

Vikt: 800 g

Artikelnr.: 3301

Skummjölk, laktos (från mjölk), grädde, solrosolja, galaktooligosackarider GOS (från mjölksocker), mjölkfetttrikt vassleprotein (innehållande mjölkfettkulemembran (MFGM), fosfolipider, gangliosider, glykoproteiner), rapsolja, kokosolja, vassleprotein (från mjölk), mineralämnen (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, selen, jod), fiskolja, kolin, emulgeringsmedel (sojalecitin), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), veg. olja (algsvamp (*M. alpina*)), taurin, inositol, nukleotider (cytidin 5'-monofosfat, uridin 5'-monofosfat, adenosin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfat, inosin 5'-monofosfat), L-karnitin.

Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.

## NÄRDINGSVÄRDE 100 ML BLANDNING GER

Energi	276 kJ (66 kcal)
Fett	3,5 g
varav mättat fett	1,3 g
varav enkelomättat fett	1,4 g
varav fleromättat fett	0,6 g
Linolsyra	533 mg
a-linolensyra	59 mg
Dokosahexaensyra (DHA)	14 mg
Arakidonsyra (ARA)	6,9 mg
Kolhydrat	7,2 g

