



Liv Colour Wash

Produktinformation

Svanenmärkt koncentrerat kulörvättmedel av allroundtyp med unik förmåga att tränga in i textilfibrerna och lösgör de mest besvärliga smutsfläckarna. Kan även användas till kläder med reflexer. Används inom alla områden där det är viktigt att textilierna bevarar sina kulöra färger och tar bort även de svåraste fläckarna. Utmärkt för kulörtvätt i 40-90°C, samt handtvätt. Skonsamt mot dina textilier, din hud och mot vår natur.

Fritt från parfym, zeoliter och blekmedel

pH värde koncentrat: ca 10,7

pH värde brukslösning: ca 10,5 vid 0,5%

Bruksanvisning

Ej lämplig för tvätt av natursiden. Följ alltid plaggens tvättråd och undvik att blanda ljusa och mörka textilier i samma tvätt. Se till att tvättpulvret är ordentligt upplöst i vattnet innan handtvätt eller blötläggning påbörjas. För extra mjuk och väldoftande tvätt, tillsätt sköljmedel i sista sköljvattnet. Dosera direkt i maskinens tvättmedelsfack. Undvik att överdosera.

Dosering per kilo torr tvätt:

Smutsgrad: Lätt Medel Svårt

Mjukt vatten 0-10 °dH: 8ml 13ml 15ml

Medel hårt vatten 11-20 °dH: 10ml 15ml 17ml

Hårt vatten över 20°dH: 12ml 17ml 20ml

Vid förtvätt, tag ca 1 msk pulver.

Produktdata

Artikelnummer

17860008

Benämning

Liv Colour Wash 8 kg

EAN

7391443178641

Hantering

Förvaras torrt och svalt i originalemballage. Ej frostkänslig men risk för klumpbildning om locket inte tillsluts. Tömd förpackning sorteras som plastförpackning.

