

# Silikon Reservoarpåsar

Designad för anslutning till anestesimaskiner eller för användning i semi-öppna andningssystem.

Skyddar patienter från allergiska reaktioner med våra engångsreservoarpåsar av silikon. Utrustad med en lättanvänd upphängningskrok och tillgänglig i sex olika storlekar för att möta olika patientbehov.

#### Återanvändbar & Autoklaverbar Minskade risker

Ger hög prestanda med våra silikonreservoarpåsar som är maskintvättbara och autoklaverbara.

Ftalatfria material minskar risken för PTF-känslighet eller allergier

#### Storleksutbud

Finns i ett brett storleksutbud för att möta olika patientbehov.

#### Integrerad upphängning

Säkerställer stabil placering och minskar risken för att dra i patienten.



ARTIKEL NR.	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	STORLEK	KOPPLING	ANTAL
10031454	038-83-905SIL	Andningsblåsa flexicare sluten	0.5L	22F	10
10031449	038-82-915SIL	Andningsblåsa flexicare sluten	1.5L	22F	10
10031453	038-82-910SIL	Andningsblåsa flexicare sluten	1L	22F	10
10031452	038-81-930SIL	Andningsblåsa flexicare sluten	3L	22F	10
10031451	038-81-923SIL	Andningsblåsa flexicare sluten	2.3L	22F	10
10031450	038-81-920SIL	Andningsblåsa flexicare sluten	2L	22F	10