



Lailas Mjölmix, glutenfri

Ingredienser: Vetestärkelse (max 20 ppm gluten), psylliumfröskal, potatisfiber, förtjockningsmedel (guarkärrmjöl)

Förvaring: Förvars torr, inte för varmt och inte tillsammans med starkt luktande varor. Gäller speciellt öppnad förpackning.

Vikt: 1 kg

Volymvikt: 1 dl väger ca 55 g och 1 liter väger ca 550 g.

Hållbarhet: 4 år

Näringsvärde per 100 g:

Energi	1450 kJ/340 kcal
Fett	<0,5 g
-varav mättat	0 g
Kolhydrater	84 g
-varav sockerarter	0 g
Fiber	2,4 g
Protein	<0,5 g
Salt	0 g