



## Raucocel Nästamponad

Raucocel är en nästamponad finns som rak, anatomiskt eller sinus nasal formad modell

- **Rakt formad:** post-operativ behandling efter rhinoplasti.
- **Anatomiskt formad:** post-operativ behandling efter rhinoplasti eller septoplasti.
- **Sinus nasal formad:** post-operativ behandling efter endoskopi sinus operativt ingrepp. (speciellt ethmoidectomy)
- Hög absorptions kapacitet( upp till 15 ggr sin egen vikt)
- Smärtfri applicering
- Mjuk, elastisk och komfortabel
- Lätt att applicera
- Kan nyttjas som bärare för olika medikamenter
- Rak och sinus nasal finns med lufttub

### Material:

- Polyvinylacetalsvamp, dragsnöre av kirurgiskt silke, lufttub av silikon(endast den raka/anatomiska modellen)

Observera att tamponaden måste vara genomfuktad innan den avlägsnas.

Storlek	Lev.art.nr	Avd.fp	Trp.fp
Rak, steril med dragsnöre längd:45mm	147342	10	400
Rak, steril med tub och dragsnöre längd:45mm	147343	10	400
Rak, steril med dragsnöre, längd:80mm	147344	10	400
Rak, steril med tub och dragsnöre, längd:80mm	147345	10	400
Epistaxis tamponad 100mm individuellt förseglad Steril med dragsnöre	147341	10	400
Epistaxis tamponad 55mm individuellt förseglad Steril med dragsnöre	147340	<b>10</b>	400

Produkten registrerad som Klass Is MDR

Hållbar i 3 år vid torr förvaring i rumstemperatur

**För ytterligare information,  
var god se bipacksedel.**