

Spinocan® NRFit®

Produktblad



Beskrivning

Skärande spinalkanyl med Quincke-slipining, för spinalanestesi och lumbalpunktion NRFit®.


Produktspecifikation

- 18G - 29G
- Transparent nålhubb med prisma för backflödeskontroll
- Färgkodad mandräng
- NRFit®-koppling

CSF^{ID} System:


Prisma och förstörande lins för bättre visualisering av CSF flashback.

CSF-flashback identifikation



Prisman har först silverfärg, **1** men blir transparent så snart cerebrospinalvätska (CSF) når hubben **2**

SPINALKANYL MED QUINCKE-SLIPNING

Spinocan® NRFit	Färgkod	Storlek (G) / Längd (inch)	ø / Längd (mm)	Antal st per avdfp	B. Brauns artnr
		29 x 3 1/2"	0,35 x 88	25	4522901N*
		27 x 3 1/2"	0,40 x 88		4522701N
		26 x 3 1/2"	0,45 x 88		4522601N
		25 x 3"	0,50 x 75		4522501N
		25 x 3 1/2"	0,50 x 88		4522502N
		22 x 1 1/2"	0,70 x 40		4522201N
		22 x 3"	0,70 x 75		4522202N
		22 x 3 1/2"	0,70 x 88		4522203N
		20 x 3 1/2"	0,90 x 88		4522001N
		18 x 3 1/2"	1,30 x 88		4521801N
	Längre utförande				
		27 x 4 3/4"	0,40 x 120	25	4522702N
		25 x 4 3/4"	0,50 x 120		4522703N*
		22 x 4 3/4"	0,70 x 120		4522503N
			4522204N		

*Med introducer artnr 4552202

SPINAL INTRODUCER / INFÖRARE

För Spinocan® and Pencan®	Färgkod	Storlek (G)/ Längd (inch)	ø/Längd (mm)	Antal st per avdfp	B. Brauns artnr
	För spinalkanyl 27 till 29 G				
		22 x 1"	0,70 x 25	25	4552201
		22 x 1 3/8"	0,70 x 35		4552202
		22 x 1 3/4"	0,70 x 45		4552203
	För spinalkanyl 24 till 26 G				
		20 x 1"	0,90 x 25	25	4552001
		20 x 1 3/8"	0,90 x 35		4552002
		20 x 1 3/4"	0,90 x 45		4552003



B. Brauns NRFit-
sortiment